

CORRECCIONES POSTERIORES A LA INSPECCIÓN FAGAN

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física (SICST)

Comparación ANTES / DESPUÉS - Versión corregida: 2A-Fagan-v3

La tabla documenta los 16 defectos consolidados en el Anexo B. Se corrigió el 100 % de los 12 defectos Mayores y, adicionalmente, los 4 defectos Menores. El documento ERS inspeccionado se conserva como evidencia del estado anterior.

ID	Severidad	Elemento	ANTES	DESPUÉS	Estado
D-01	Mayor	RF-28	El sistema deberá generar alertas por incumplimiento, aumento de dolor, fatiga elevada, errores frecuentes o posible riesgo.	El sistema deberá generar alertas terapéuticas ante cualquiera de estas condiciones: rutina vencida sin cumplimiento; EVA ≥ 7 ; Borg CR10 ≥ 7 ; o repeticiones incorrectas que alcancen el umbral configurado por el fisioterapeuta. La alerta registra paciente, causa, fecha y hora y se muestra al fisioterapeuta.	Corregido
D-02	Mayor	RNF-07	Disponibilidad mínima del 95% durante el periodo de pruebas definido por el equipo.	Disponibilidad mínima del 95% en cada ventana de prueba declarada previamente. La ventana registra hora de inicio, hora de fin y minutos de indisponibilidad. La disponibilidad se calcula con los minutos planificados e indisponibles.	Corregido
D-03	Mayor	RF-15 / RF-06 / RF-07	RF-15 = Must, mientras RF-06 = Should y RF-07 = Should, aunque RF-15 depende de RF-06 y RF-07.	RF-15 se mantiene como Must y sus dependencias RF-06 y RF-07 se cambian a Must para que la priorización sea coherente.	Corregido
D-04	Menor	RNF-11	100% de pantallas principales con textos legibles, botones identificables y contraste adecuado.	100% de las pantallas principales con textos legibles, botones identificables y relación de contraste mínima de 4.5:1 para texto normal. La verificación incluye medición de contraste.	Corregido
D-05	Mayor	Evidencias EV-* / EV2-*	Los requisitos usan fuentes históricas EV-* y la segunda ronda usa EV2-* sin una correspondencia explícita entre ambas nomenclaturas.	Se agregó una explicación de correspondencia entre las fuentes históricas EV-* y las evidencias actuales EV2-*. También se aclaró que EV-ENT-04 no constituye una fuente independiente válida.	Corregido

D-06	Mayor	RNF-03	Procesamiento mínimo de 15 FPS en condiciones controladas de iluminación y cámara 720p, sin equipo de procesamiento de referencia.	Procesamiento mínimo de 15 FPS con cámara 720p e iluminación controlada, registrando CPU, RAM, GPU si aplica, sistema operativo y navegador del equipo de referencia; la prueba mide FPS en 10 ejecuciones del mismo escenario.	Corregido
D-07	Mayor	RF-19 / RF-18	RF-19 = Must y depende de RF-18 = Should.	RF-19 se mantiene como Must y RF-18 pasa a Must, debido a que la guía visual es un requisito previo para iniciar correctamente la sesión remota.	Corregido
D-08	Mayor	EV-ENT-04	EV-ENT-04 era citada como evidencia en el texto y utilizada en la clasificación, pero no estaba definida en la Tabla 13.	EV-ENT-04 se eliminó como fuente independiente. Las fuentes históricas válidas quedan como EV-ENT-01, EV-ENT-02, EV-ENT-03, EV-CUE-01 y EV-CONS-01.	Corregido
D-09	Menor	RNF-10	100% de módulos principales documentados en repositorio y carpetas separadas, sin indicar cuáles son los módulos principales.	Se definieron siete módulos principales: autenticación y roles; gestión clínica del paciente; planes y rutinas; sesión remota y cámara; análisis IA; seguimiento, alertas y reportes; y administración.	Corregido
D-10	Mayor	RNF-01	El 90% de usuarios de prueba completará inicio de sesión y consulta de rutina en máximo 3 minutos, sin tamaño mínimo de muestra ni distribución de perfiles.	Se define una muestra mínima de 10 usuarios, compuesta por al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes o expacientes; al menos el 90% deberá completar las tareas en máximo 3 minutos.	Corregido
D-11	Mayor	RF-24 / RF-22	RF-24 = Must y depende de RF-22 = Should.	RF-24 se mantiene como Must y RF-22 pasa a Must, ya que detectar errores de postura es necesario para determinar si una repetición debe rechazarse.	Corregido
D-12	Menor	RF-25	El paciente recibe un mensaje claro indicando la corrección necesaria durante la sesión.	La retroalimentación se activa ante un error postural o una repetición incorrecta y el mensaje incluye como mínimo: nombre del ejercicio, error detectado y corrección sugerida.	Corregido
D-13	Mayor	RF-22 / RF-23 / RF-24	Las fichas detalladas usan EV-ENT-03, pero la clasificación de requisitos asociaba RF-22, RF-23 y RF-24 con EV-ENT-04.	La clasificación de RF-22, RF-23 y RF-24 se armonizó con las fichas detalladas y ahora utiliza EV-ENT-03.	Corregido

D-14	Mayor	RF-21	El sistema deberá permitir analizar mediante IA si el movimiento corresponde al ejercicio asignado, sin delimitar qué ejercicios o patrones puede analizar.	El sistema analizará mediante IA únicamente ejercicios del catálogo marcados como compatibles con análisis automático y que tengan un patrón de movimiento configurado. El resultado indica si la ejecución corresponde o no al patrón.	Corregido
D-15	Mayor	RF-14 / CU	RF-14 aparecía asociado a CU-02 en la relación RF-CU, pero a CU-07 en la clasificación y trazabilidad.	RF-14 se armonizó con CU-02 en la clasificación y en la trazabilidad correspondiente.	Corregido
D-16	Menor	RNF-09	El entorno operativo declaraba Chrome, Edge y Firefox, mientras RNF-09 verificaba únicamente Chrome y Edge.	RNF-09 verifica compatibilidad en Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox en versiones actuales, además de al menos dos dispositivos con cámara.	Corregido

Resultado de la etapa de corrección

- Defectos consolidados: 16.
- Defectos Mayores corregidos: 12 de 12 (100 %).
- Defectos Menores corregidos: 4 de 4 (100 %).
- Versión resultante del ERS/SRS: 2A-Fagan-v3.
- El tiempo de corrección para la métrica de esfuerzo se actualizará con el tiempo real de revisión y validación de esta versión.